

Ace Ni-Ti Hyflex CM asortate



Pret:

448,80 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Coltene Endo – Acele HyFlex CM

Schimbam ADN-ul acelor Ni-Ti

300% mai multa rezistenta la separatie

Acele HyFlex® CM™ NiTi cu Controlled Memory sunt cu pana la 300% mai rezistente la uzura ciclica in comparatie cu alte ace NiTi, astfel ajutand in mod substantial la reducerea incidentelor de ace rupte.

Memoria formei + Flexibilitate extrema = Urmarierea superioara a canalului

Acele HyFlex® CM™ NiTi au fost fabricate utilizand un proces unic care controleaza memoria materialului, facand acele extrem de flexibile, inasa fara memoria formei altor ace NiTi. Acest fapt ii da acului abilitatea de a urmari anatomia canalului foarte indeaproape, reducand riscul de zgariere, transport sau perforare.

Isi recapata forma dupa sterilizare = Multi-uz

Forma si rezistenta acelor cu spirale ranforsate poate fi restaurata in timpul autoclavarii si, astfel, acele pot fi refolosite.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

HyFlex™ CM NiTi File Refill

6 ace / pachet, 25 mm sau 31 mm secventa 20/.04; 25/.04; 30/.04; 40/.04; 20/.06;
25/.08