

## Material sigilare si captusire Syntex

Pret:

**255,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Syntex - material pentru sigilarea si captusirea canalului radicular, pe baza de rasina epoxidica

### Avantaje:

- Pasta gata preparata, dozata in seringă automixanta 1:1
- Comprimare minima
- Adeziune excelenta ce asigura o inchidere ermetica a canalului
- Compatibilitate perfecta
- Structura omogena
- Radio-opacitate ridicata
- Timp de fixare optim: 1 ora la 37°C
- Aplicare rapida si usoara
- Pe baza de rasina epoxidica, cu componente anorganice
- 

### Prezentare



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Syntex - 1 seringă automixantă 1:1 10 g
- pad hartie pentru mixare
- varfuri mixare