

Aparat detartraj EMS Piezon 150



Pret:

5.496,86 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aparatul pentru detartraj Piezon 150 foloseste tehnologia EMS "Original Piezon Method", o tehnologie eficace, eficienta si intuitiva. Impreuna cu gama de instrumente Swiss InstrumentsPM, aplicatiile sunt virtual nelimitate: de la tratamente profilactice la tratamente parodontale si pana la mentenanta implantologica. Noua piesa de mana Unibody asigura robustete si un camp vizual mai bun in timpul tratamentului si este sterilizabila pana la 135 C.

Avantaje:

- Control precis, manual, cu 35 de trepte pentru reglarea fara efort a puterii
- Performanta ridicata si siguranta in timpul tratamentelor
-

Date tehnice:

- Clasificare EN 60601-1 - clasa II
- Voltaj - 100-240 VAC / 50-60 Hz
- Consum - 50VA
- Frecventa - 24-32 kHz
- Alimentare cu apa: irigare externa, conectare la conducta cu apa
- Greutate: 0.6kg
- Dimensiuni (HxWxD): 92 x 168 x 144mm
- Conditii de operare: de la +10°C la +40°C, umiditate relativa 30%-75%
- Conditii de imaginare si transport: -10°C - +40°C, umiditate relativa 10% - 95%, presiune

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
pneumatica 500 hPa - 1060 hPa

- Putere ultrasonica: 8W
- Frecventa de operare 24-32 KHz

Prezentare:

- 1 piesa de mana Original Piezon, fara LED
- 3 EMS Swiss Instruments PM A, P, PS – fiecare in CombiTorque®
- 2 filtre apa, externe
- 1 cablu pentru piesa de mana
-

Video Intretinere Piezon 150 & 250