

## Aparat detartraj EMS Piezon 150 cu LED



**Pret:**

**6.378,42 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Aparatul pentru detartraj Piezon 150 foloseste tehnologia EMS "Original Piezon Method", o tehnologie eficace, eficienta si intuitiva. Impreuna cu gama de instrumente Swiss InstrumentsPM, aplicatiile sunt virtual nelimitate: de la tratamente profilactice la tratamente parodontale si pana la mentenanta implantologica. Noua piesa de mana Unibody cu lumina asigura robustete si un camp vizual mai bun in timpul tratamentului si este sterilizabila pana la 135 C.

### Avantaje:

- Control precis, manual, cu 35 de trepte pentru reglarea fara efort a puterii
- Performanta ridicata si siguranta in timpul tratamentelor
- Piesa de mana cu LED care ofera un camp vizual excelent, datorita emisiei circulare a luminii

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## **Date tehnice:**

- Clasificare EN 60601-1 - clasa II
- Voltaj - 100-240 VAC / 50-60 Hz
- Consum - 50VA
- Frecventa - 24-32 kHz
- Alimentare cu apa: irigare externa, conectare la conducta cu apa
- Greutate: 0.6kg
- Dimensiuni (HxWxD): 92 x 168 x 144mm
- Conditii de operare: de la +10°C la +40°C, umiditate relativa 30%-75%
- Conditii de imaginare si transport: -10°C - +40°C, umiditate relativa 10% - 95%, presiune pneumatica 500 hPa - 1060 hPa
- Putere ultrasonica: 8W
- Frecventa de operare 24-32 KHz

## **Prezentare:**

- 1 piesa de mana Original Piezon, cu LED
- 3 EMS Swiss Instruments PM A, P, PS – fiecare in CombiTorque®
- 2 filtre apa, externe
- 1 cablu pentru piesa de mana
- 

## **Video intretinere Piezon 150 & 250**