

Autoclav Lara XL 28 litri



Pret:

40.448,82 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Sterilizatorul Lara XL are o capacitate de 28 de litri, cicluri rapide de tip B si consum scazut de energie. Conectivitatea, optiunile avansate de trasabilitate, navigarea usoara reprezinta solutia perfecta pentru orice tip de cabinet. Sterilizatorul ofera o protectie completa pentru tine si pentru pacienti.

Ciclu rapid in doar 21 de minute (cu Cod Optional de Activare)

Pana la 7 kg de instrumente impachetate sau 9 kg in containere.

Mentenananta se realizeaza dupa 4.000 de cicluri sau la 5 ani.

Alimentare facila cu apa, fara a stropi obiectele din jur, datorita palniei integrate ce asigura o alimentare rapida. Alimentare automata cu apa: o supapa permite conectarea sterilizatorului cu un sistem de demineralizare a apei. Alimentarea si scurgerea manuala nu mai sunt necesare.

Incinta de 28 l, poate include pana la 6 tavi.

Tehnologia Eco Dry+ adapteaza timpul de uscare in functie de cantitatea de instrumente incarcate. Optimizarea timpului de uscare inseamna un consum mai mic de energie. Acest lucru face din autoclavul Lara XL „solutia verde”.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

O incarcatura de 2kg este procesata si uscata perfect in 40 de minute.

5 porturi USB integrate si conexiune Ethernet care asigura compatibilitatea cu aplicatiile ioDent si W&H Steri App.

Avantaje Autoclav Lara XL 28 litri W&H

Ecran tactil color, usor de operat si foarte eficient.

Sistem de trasabilitate adaptat nevoilor fiecarui cabinet. Documentatia este salvata automat printr-un stick USB de mare capacitate. Imprimanta de etichete cu coduri de bare ofera suport suplimentar pentru trasabilitate datorită oportunitatii de a lega ciclul, pachetul de sterilizare si pacientul. Imprimanta asigura o documentare adecvata pe hartie. Conexiunile Wi-Fi si LAN ofera posibilitatea de a descarca rapoarte direct pe orice computer.

Data logger de mare capacitate, avand o conexiune USB, ce inregistreaza toate ciclurile de sterilizare in mod automat pe toata durata de viata a autoclavului.

Codul de Activare (optional) este un sistem inovator de upgrade ce permite personalizarea autoclavului cu functii speciale, precum ElitTrace (trasabilitatea sterilizarii pana la un anumit kit sau instrument folosit in timpul tratamentului) si Fast Cycle (sterilizarea instrumentelor neambalate, inclusiv a pieselor de mana, in 21 de minute).

Un nou ambalaj ecologic

Noua metoda de ambalare ecologica este complet reutilizabila si reciclabila. Componentele din plastic au fost reduse la minimum. In proportie de 99% din greutatea sa, noul ambalaj este realizat din carton si alte substante complet biodegradabile.

Timpi program:

Ciclu sterilizare	B-Universal 134	B-Prion 134	B-Universal 121	S Fast 134 - Optional
Temperatura	134°C	134°C	121°C	134°C
Durata de asteptare (minute)	4'	18'30"	20' 30"	3' 30"
Durata totala (minute) inclusiv uscare completa	Pana la 5,5 kg instrumentar - Intre 28' si 63' Pana la 2.5kg - 41"	Pana la 5,5 kg instrumentar - Intre 42' 30"- 77' 30" Pana la 2.5kg - 55' 30"	42'-82'	21'-25'
Incarcare	Instrumente: 7 kg/textile: 2 kg/container: 9 kg			max. neambalat 2 kg
Cicluri de testare	Helix/BowieDick/Vaccum			

Pachetul include suport tavi, 6 tavi din aluminiu, tub de scurgere, unitate USB 8 GB, dispozitiv pentru



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
deschiderea usii, test de fabrica.

Prezentare

Autoclav Lara XL 28 litri

Prezentare video