


# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## 23 mai 2026 Targu Mures TRATAMENTUL ENDODONTIC SIMPLIFICAT



**TRATAMENTUL ENDODONTIC SIMPLIFICAT**

**CURS TEORETIC ȘI PRACTIC**  
Lector: *Dr. Marian Fănică*

**PROGRAM:**  
09:30 Welcome coffee break  
10:00 Parte teoretică  
12:30 Prânz  
13:30 Parte Practică:  
Hands ON

**20% REDUCERE EARLY BOOKING**  
valabilă pentru înscrierile până la 11.05.2026

- Taxa: 750 lei\*
- Locuri disponibile: 20
- 23 MAI 2026, ora 10:00
- Business Conference Hotel, Bulevardul 1 Decembrie 1918 250, Târgu Mureș, Sala Business Conference
- Detalii și înscrieri: Marius Septimiu Vulc - 0726 103 466 tgmures@technicaldent.ro

Organizator: **TEHNICALDENT** Parteneri: **FAWTA**, **angelus**, **Carelife**, **zumax**

Pret:

**750,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

**TRATAMENTUL ENDODONTIC SIMPLIFICAT Lector: Dr. Marian Fănică**

### Data și locația cursului:

**23 mai 2026, începând cu ora 10:00**

**Business Conference Hotel, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 250, Târgu Mureș, Sala Business Conference**

**Taxă: 750 lei - 20% Reducere Early Booking (valabilă pentru înscrierile până la 11.05.2026)**

**Detalii și înscrieri: Marius Septimiu Vulc, 0726 103 466 - tgmures@technicaldent.ro**

---

---

### În cadrul cursului se vor aborda teme precum:

- Magnificarea in endodontie: De la lupe la microscop.
- Izolarea cu diga, gingivectomia si utilizarea teflonului in cazuri limita.

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Refacerea pre-endodontica rapida si predictibila a dintelui.
- Endomotorul si setarea corecta a acestuia in functie de cazul clinic.
- Alegerea sistemului de ace rotative.
- Minimizarea riscului de fractura a acelor in timpul tratamentului.
- Utilizarea activatorului sonic si ultrasonic in tratamentul endodontic.
- Secventa de irigare in tratamentul chimic al sistemului endodontic.
- Obturarea la cald si monocon.
- Utilizarea sealerilor rasinici vs sealerii bio-ceramici.
- Refacerea postendodontica cu pivoti de fibra de sticla.
- Multe tips and tricks.

\*Nota: Toate aspectele de mai sus vor fi discutate, aplicate pe cazuri clinice.

Diferitele sisteme rotative vor fi exemplificate prin proiectie live in timpul cursului.

Hands-on pe blocuri endodontice si dinti extrasi.

## **PROGRAM**

09:30 Welcome coffee break

10:00 Parte teoretică

12:30 Prânz

13:30 Parte Practică: Hands ON