

## Teethmate F-1 Kit Sigilant



Pret:

**816,76 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Material de sigilare fotopolimerizabil pentru santuri si fosete, cu eliberare continua de fluor, cu proprietati adezive puternice.

Compozit fara umplutura, cu vascozitate scazuta, ce penetreaza adanc in santuri si in fisuri, astfel incat afectarea antagonistului este minima.

### Beneficii:

Rezistenta crescuta a adeziunii la smalt

Adeziune chimica reala, datorita prezentei monomerului MDP

Eliberare de fluoruri pe termen lung, cu stabilitate moleculara

Manevrare foarte usoara, cu vascozitate redusa.

Permite sigilarea pana in cele mai mici detalii

### Kit-ul contine:

2 x seringa Teethmate F-1 2.5ml nuanta opaque

1 x Gel K-Etchant



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7197 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

10 x godeuri pentru mixare

2 x 25 x duza pentru aplicare

1 x maner pensule aplicatoare

50 x varfuri pensule aplicatoare unica folosinta (alba)