

Cap fantoma cu sistem montare pe tetiera



Pret:

1.479,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Model practica stomatologica cu sistem de montare pe tetiera, portabil.

Se fixeaza de tetiera oricarui unit printr-un sistem foarte usor și rapid cu chingi.

Prezintă model articulat, cu reglarea deschiderii gurii, cu dinti frezabili si inlocuibili.

Tip model educational (inlocuibil): [AICI](#)

Tip dinți care pot fi înlocuiți în modelul educațional: [AICI](#)



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com : I/09/137/99 Cod fiscal: RO.117.58.273

