

Servetele dezinfectante V-WIPE Bossklein tub

Pret:

72,60 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Bossklein – Servetele dezinfectante standard cu alcool

- Eficace împotriva unui spectru larg de organisme.
- Tubul contine servetele ambalate in pungi sigilate.
- Dimensiunea servetelelor standard 180x120mm.
- Disponibile cu arome de lamaie ,natural, mango.

Spectru de eficienta & Timpul de expunere

Bacterii : MRSA - E Coli - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - - Enterococcus hirae
Mycobacterium tuberculosis - Clostridium difficile

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Virusuri : HIV 1 - H1N1 Gripa A - Hepatita C - Virusul gripal uman B

Fungus : Aspergillus niger - Candida albicans

Timp de expunere : 30 secunde

Test Standards

BS EN14476 – BS EN13727 – BS EN14204 – BS EN13704 – BS EN13624

Instructiuni de utilizare

Folositi un nou șervetel pentru fiecare actiune de dezinfectare, ștergeți obiectele care urmeaza să fie dezinfectate, astfel încât acestea sa fie complet umezite și lăsați dezinfectantul sa actioneze mai mult de 30 de secunde, permițând apoi dezinfectantului sa se evapore.

Compoziția produsului

Soluția conține, printre alte ingrediente: etanol, propan-2-ol, clorhidrat de biguanidă polimerice, dezinfectanți, Parfum, linalool, limonene.

Proprietăți fizice

Poli vâscoză substrat impregnat cu lichid limpede. Culoare: albă, în funcție de aroma miros, pH-ul 7,0-8,0 de soluție cu o viață de sine de 3 ani.

Prezentare

- Tub cu 200 servetele
- Dimensiunea servetelelor standard 200x200mm.