


Microscop endodontic CJ Optik Basic



Pret:

79.900,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Caracteristici si beneficii

[LISTA COMPLETA DE PRETURI SI CONFIGURATII](#)

[BROSURA MICROSCOAPE CJ OPTIK](#)

[ACCESORII MICROSCOP CJ OPTIK](#)

[Descarcă broșura în limba română](#)

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

[COMPARATIE MODELE MICROSCOAPE CJ OPTIK](#)

Microscop CJ-Optik Flexion: Basic

Livrare in aprox 6-8 saptamani

Sistem basic Flexion, oferind practic toate functiile importante si este pregatit pentru upgrade foto oricand in viitor.

Sursa LED, fara ventilator, integrata si cu corectie de culoare va asigura o lumina pura si stralucitoare pentru lucrul si fotografierea in conditii optime. Nu mai aveti grija cablurilor optice care se pot rupe sau incurca.

Magnificator apocromatic in 5 trepte 0,4/0,6/1/1,6/2,5.

Beam splitter cu inclinare de 30 de grade si port foto retrograd pentru o ergonomie optima si un balans aproape simetric.

Obiectiv focus $f=250$ mm.

Tubul binocular inclinabil 0-200 grade va ofera un interval enorm de flexibilitate verticala pentru o pozitionare confortabila.

Cuplarea cu design unic MonoBall permite repositionarea fluida si usoara in toate unghiurile fara inconvenientul de a desuruba si a reinsuruba sisteme de fixare.

Filtru incorporat portocaliu pentru lucrul cu compozite.

Cele mai bune coating-uri optice si aliniamentul optim asigura cea mai eficienta transmisie a luminii intre utilizator si camera.

Placa de rotatie permite utilizatorului sa pastreze o pozitie dreapta si ergonomica de lucru (capul perpendicular pe directia binocularului) in timp ce microscopul este angulat catre stanga sau catre dreapta.

Manerele de control plasate ergonomic asigura faptul ca toate functiile sunt imediat disponibile la degetele dvs. pentru orice schimbari inter-procedurale.

Bratul cu suspensie lung si stabil este acelasi pentru sistemele de fixare pe perete, tavan sau podea. Oricare ar fi alegerea dvs, pretul este acelasi.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068.0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Fabricat cu precizie in Germania la cele mai inalte standarde. Flexion este construit sa dureze o viata.