

Servetele suprafete Eurosept Xtra Pop-up

Pret:

39,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Servetele umede fara alcool pentru dezinfectia profilactica a suprafetelor dispozitivelor medicale non-invasive. Potrivit in special pentru utilizarea pe suprafete sensibile la alcool, cum ar fi sticla acrilica.

Timpi de expunere (pe baza lichidului de inmuier): Bacteriile conform EN 13727 si EN 13697 (incarcare mare): 1 minut. Candida albicans conform EN 13624 si EN 13697 (expunere mare): 1 minut. Virusi incapsulati (de exemplu, HBV, HIV, HCV) conform RKI/DVV, sarcina mare: 1 minut. Virusi rotativi conform RKI/DVV cu expunere: 1 minut. Virusi Noro conform EN 14476 (incarcare scazuta): 30 minute. Eficacitatea carpelor inmuiate conform EN 16615 si VAH (incarcare mare): 1 minut.

Servetele fara alcool pentru dezinfectia rapida a suprafetelor mari

Eficient rapid, deosebit de delicat cu materialele, potrivit si pentru suprafetele sensibile la alcool

Potrivit pentru toate zonele legate de pacient

Inclus in lista actuala de dezinfectanti a VAH

Correspunde Directivei UE 93/42/EEC pentru dispozitive medicale si medicina muncii) in conformitate cu



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Legea Biocidelor

Timp de utilizare de 28 de zile de la deschidere

Dimensiune: L - 20 x 30 cm

Prezentare

Pachet 80 bucati