

Ionostar Plus refill 50 capsule

Pret:

882,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ionostar Plus material glasionomer pentru restaurare cu priza rapida.

Indicatii:

Restaurari non-ocluzale ale cavitatilor de clasa I

Restaurari semi-permanente ale cavitatilor de clasa I si II

Restaurari ale leziunilor cervicale, cavitatilor clasa V, radacinilor cariate

Restaurari ale cavitatilor clasa III

Restaurari ale dintilor temporari

Baza/liner

Reconstructii de bonturi

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Restaurari provizorii

Sgiliare fisuri extinse

Avantaje:

Adaptare marginala perfecta - isi schimba vascozitatea in timpul aplicarii

Timp de fixare de la plasarea captuselii - 2 minute

Primul material glasionomer cu fluorescenta asemanatoare cu cea a dintelui natural

Eliberare ridicata de fluor

Datorita noului design al capsulei poate atinge cavitatile foarte mici si zonele greu-accesibile ale gurii

Rezistent la abraziune

Rezistenta la comprimare ridicata

Prezentare

Ionostar Plus - 50 capsule