

Cuptor fotopolimerizare FabCure 1s



Pret:

2.375,06 lei TVA inclusa

Descriere produs:

FabCure - cuptor fotopolimerizare, maximizeaza proprietatile mecanice si de indoire ale pieselor pentru operarea ulterioara a fluxului de lucru stomatologic.

Fab Cure este recomandat ca dispozitiv standard post-intarire pentru imprimanta toate imprimantele 3D.

Utilizare Usoara

Puneti piesele in cutie si rotiti butonul pentru a seta timpul de intarire.

Dimensiune compacta - Proiectat optim pentru a ocupa cat mai putin spatiu posibil, disponand, de asemenea, de usi concepute pentru a va proteja de lumina UV.

Usor de configurat - Pur si simplu conectati si porniti

Usor de citit - Cronometru digital cu numaratoare inversa si semnal sonor de alerta cand se termina postpolimerizarea

Specificatii

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Greutate: 6 kg

Temperatura de Operare: 10 ~ 30 °C

Lungimea de unda: UV405 nm

Sursa de lumina LED UV

Dimensiuni: 200 x 200 x 325 mm

Diametrul placii turnante: 160 mm

Inaltimea maxima a partii: 160 mm

Putere: DC 24 V, 2,5 A, 60 W

Putere LED: 11 W

Intensitatea luminii: 30 mw/cm²

Prezentare

Cuptor fotopolimerizare FabCure 1S