

## Statie tratament profilaxie PTX



Pret:

**14.177,99 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Sta?ie de tratament profilaxie dentar? 2 în 1: aparat de detartraj cu ultrasunete cu tehnologie No-Pain combinat cu dispozitiv de jet-profilaxie cu jet de pulbere, prezentând un sistem revolu?ionar de control al temperaturii apei livrate ?i al solu?iilor adjuvante în tratament.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Caracteristici:

\*Include aparat de detartraj (PT7) si sistem de sablare / lustruire cu pudră profilactică pentru îndepărtarea tartrului supragingival si subgingival, placa, colorațiile, depunerile moi de placă, petele de pe suprafața dinților naturali, restaurări, implanturi și brackets ortodontici, pentru prevenirea și tratamentul parodontozei.

\* Sistem inteligent de control al temperaturii apei livrate:  $30^{\circ}\pm 5^{\circ}$  pentru un confort exclusiv al pacientului.

\* Sistem inteligent de control cu ecran tactil / touchscreen LCD: 7 inchi, câmp vizual larg și cu o suprafață certificată pentru uz medical, fiind ușor de curățat și dezinfectat. Controlul debitului apei și al intensității tratamentului cu ultrasunete este mai precis, iar experiența pacientului este mai confortabilă.

\* Design de înaltă precizie pentru sistemul de alimentare cu apă și aer, împiedicând prunderea umezelii, cauza cea mai comună pentru bătăile de cap asociate cu folosirea unui aparat de profilaxie cu pulbere. Puteți uita de aceste probleme, mai ales în tandem cu folosirea unui compresor cu uscător, prin funcțiile de filtrare integrate ale aparatului care previn prunderea umezelii în camera de stocare a pulberii.

**AVERTISMENT: RECOMANDAM INSISTENT UTILIZAREA UNUI COMPRESOR CU USCATOR!** Alternativ, puteți folosi un filtru pentru eliminarea vaporilor de apă din aerul provenit de la compresor. Compresoarele fara uscator livreaza aerul umed, mai ales in anotimpul rece si mai ales in cazul circuitelor cu furtun foarte lung, unde apa condenseaza pe traseu. Apa contamineaza pulberea de profilaxie si infunda toate componentele interne ale aparatului, inclusiv piesa de mana, furtune, valve interne, etc. Deasemenea, apa patrunde pe circuitul de turbina, micromotor, etc, unde va contamineaza obturatiile si toate tratamentele care necesita

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

**existenta unui loc perfect uscat! Lucru valabil pentru absolut toate aparatele de profilaxie, indiferent de producator!** Aparatul este prevazut cu un filtru anti-umezeala pe care va recomandam sa-l verificati periodic si sa il curatati, conform instructiunilor de la pagina 9! ATENTIE: NU beneficiaza de garantie aparatele care se prezinta cu pulbere intarita pe traseu din cauza contaminarii cu apa!

\* Camere pentru pulbere plug and play, ușor de instalat și foarte facil de a adăuga pulbere.

\* Adoptarea unui sistem de înaltă performanță, fără înfundare, care reduce înfundarea și atenuarea eficacității pulberii.

\* Pedala multifuncțională: cu fir și fără fir. Pedala este fără fir, însă, în caz de urgență, poate fi conectat cu fir la aparat.

\* Durată de viață mai lungă și mai profesională.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Piese de mân? din aluminiu eloxat, autoclavabile ?i rezistente la orice tip de dezinfectan?i, f?r? cr?pare sau îng?lbenire, f?r? b?t?i de cap pe termen lung!

## Specifica?ii tehnice:

Putere unitate principal?: 200W

Presiunea apei: 5,5 bar-7,5 bar (0,55 MPa-0,75 MPa)

Temperatura apei: ?45?

Debit de pulbere: 0-4g/min

Dimensiune pachet: 320\*330\*120mm

Greutatea unit??ii principale: 3,5 kg

## **Pachetul contine:**

Unitatea principală PTX\*1

Cablu de alimentare\*1

Pedala wireless\*1

Cablu pedală (in cazul in care doriti conectarea cu fir a pedalei)\*1

Piesă de mână Detartraj HY-2L\*2 (o piesă extra, pentru a ajuta la fluxul de autoclavare)

Piesă de mână pentru aparat AirFlow XP-1\*1

Anse pentru detartraj G4\*1 P1\*1 P3\*1 P4D\*1 P14L\*1 P14R\*1 P95\*1 E3\*1 E3D\*1 E6\*1 E12D\*1 E62\*1

Tub împletit 3m \*1

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Ace de curățare pudră\*4

Cheie pentru filtru\*1

Element filtrant\*1

Triplet\*1

Conector rapid mamă\*1

Conductă de aer\*1

Sticlă de apă 800ml\*1

Cutie de sterilizare pentru piesele de detartraj\*2

Cutie de sterilizare pentru AirFlow\*2

Rezervor de pulbere (supragingival) \*1

Cheie dinamometrică TW-5L\*2

Cheie Endo TW-E\*2

Siguranță\*2

Kit accesorii