

Clema diga mata 44 K-CLAMP Shinhung Coreea

Pret:

61,19 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Clema de diga mata de origine coreeana.

Clema Nr.44- Clema de diga pentru pentru incisivi.

Materialul metalic este mat non-reflectorizant, ceea ce ofera o vizibilitate sporita in timpul procedurilor dentare, reducand reflexiile luminoase.

Design ergonomic si eficient, pentru a va oferi cel mai bun acces si vizibilitate a locului izolat. Elasticitatea face K-Clamps extrem de durabile si usor de manevrat. Clemele ofera un confort superior pentru pacient si previne traumatismele nedorite ale tesutului moale din jur.

Otel inoxidabil fabricat pentru a rezista la coroziune in conditii intraorale.

AUTOCLAVABILE la 121°C

Prezentare

1 bucata x clema diga Nr.44



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273