

Sonda gradata BLACKLINE ErgoTouch

Pret:

124,46 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sondele BLACKline sunt acoperite cu un strat de DLC (carbon similar diamantului).

Sonde cu un finisaj mat de înaltă calitate care elimină reflexiile luminoase, detaliu important pentru lucrul la microscop.

Vârful sondei este fin și sferic cu flexibilitate și rezistență la îndoire.

Sonda este fixată permanent pe maner.

Autoclavabil la 134°C.

Pret/bucata