

## Aligner Chewies

**Pret:**

**16,40 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Aligner Chewies a fost special conceput si dezvoltat pentru tratamentul cu aliniere clar, imbunatateste potrivirea alinierii si asigura ca se simte confortabil si functioneaza corect. Este autoclavabil la 134°C si poate fi, de asemenea, curatat si expus la soare pentru sterilizare. Este fabricat din siliciu alimentar, proiectat in 3 forme in functie de diferite functii.

In forma de cilindru este utilizat pentru alinierea scaunului in zona dintilor posteriori.

Forma cilindrica este folosita in principal pentru a aseza alinierul in zona molara, unde forta de muscatura este mai mare si poate fi folosita si pentru a exercita muschii muscaturii.

In forma de prisma triunghiulara este pentru a aseza dintii anteriori si zona dintilor premolari prin forta sa de pana si poate fi, de asemenea, utilizat pentru a deschide golul dintilor.

### **Prezentare**

Set 3 bucati