

Halat SMS steril Euronda



Pret:

30,08 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Halat chirurgical albastre rezistente, realizate din microfibra SMS de inalta calitate, hidrofuga. Confort ridicat la purtare cu mansete din bumbac alb. Materialul este tesut din doua straturi de filtru si un filtru suflat prin topire pentru a crea o microfibra robusta, usor respirabila si foarte hidrofuga.

Disponibil in marimile M, L sau XL.

Microfibra de calitate = 35 g/m²

> Respirabil

> Hidrofug

> Confort ridicat la purtare