

Admira Fusion X-Tra Universal caps 15x0.2g

Pret:

414,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Admira Fusion x-tra - material pentru restaurare nanohibrid, ORMOCER, 4mm

Indicatii

Restaurari posterioare clasa I si II

Baza in cavitatile de clasa I xi II

Restaurari clasa V

Reparatii fatete, defecte minore ale smaltului si materiale provizorii C&B

Sigilarea fisurilor extinse

Restaurarea dintilor temporari

Constructie de bonturi

Avantaje

Material de restaurare ceramic

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Rapid si de calitate superioara - polimerizare în straturi de 4mm

Comprimare la polimerizare foarte redusa, integritate marginala optima, biocompatibil si rezistent la decolorare - datorita tehnologiei ORMOCER

Manevrare excelenta, procedura de lustruire simpla, duritate sporita a suprafetelor

Nuanta universala cu efect cameleonic

Compatibil cu toti agenti conventionali de bonding

Prezentare

Admira Fusion x-tra - 15 capsule x 0.2g