

GrandioSO Flow Capsule 16 x 0.25g

Pret:

436,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material de restaurare nano-hibrid fluid universal.

Indicatii

Restaurari ale cavitatilor de clasa I-V

Terapie restauratoare minim invaziva

Sigilarea fisurilor extinse

Netezirea retentiilor

Captusire sau baza pentru cavitati

Reparatii ale obturatiilor si fatetelor

Cimentari de lucrari protetice translucente (ex. coroane total cermaice etc.)

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Fixarea si imobilizarea dintilor (ex. cu benzi din fibra de sticla)

Folosit ca material de baza in combinatie cu materiale din fibra de sticla sau alte materiale asemanatoare pentru realizarea coroanelor si a puntilor semi-permanente

Avantaje

Material compozit cu vascozitate medie comportament fluid extrem de bun ce favorizeaza o acoperire completa a peretilor cavitatii

Aplicare universala - se poate utiliza pentru cavitati de toate clasele

Proprietati fizice superioare altor materiale compozite solide de ex. duritate stabilitate rezistenta la abraziune

Aplicare sigura si precisa

Continut de umplere foarte ridicat de peste 80% w/w

13 nuante pentru restaurari estetice - coordonate perfect cu GrandioSO

Stabilitate marita a nuantei

Slefuire finisare foarte buna si durabilitate in timp

Radiopacitate foarte ridicata (500%Al) a nuantei WO pentru un contrast foarte bun cu substanta dentara si cu alte materiale de restaurare

Disponibile in varianta de seringi fara scurgeri de material NDT si Flow-Capsule cu canula flexibila din metal

Prezentare

GrandioSo Flow 16 capsule x 0.25g