

BIODENTINE XP STARTER PACK

Pret:

4.947,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Biodentine XP - primul substitut dentinar pentru inlocuirea completa a dentinei

Avantaje:

Cartus all-in-one: cartus pulbere-lichid, gata preparat, care permite mai putine etape de preparare, da mai multa consistenta mixarii si omogenitate la fiecare utilizare

Alegere volum: datorita alegerii intre XP200 si XP500, Bioentine XP aplica o cantitate corecta de substitut dentin

Plasare directa: pentru indicatiile de coroana, se aplica Biodentine direct in cavitate, din coroana pana la varf, datoritata pistolului aplicator si varfului orientabil

Datorita tehnologiei patentate Active Biosilicate Technologu se asigura o puritate superioara s silicatului tricalcic

Bioactiv: prezerva vitalitatea pulpara si poate fi plasat direct pe pulpa; datorita formarii de hidroxiapatite, Biodentine creaza o sigilare ermetica in interiorul tubulilor dentini, precum si in puntea dentina

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Biocompatibil: poate fi plasat direct pe pulpa și pe tesuturile vii, asigurând un risc scăzut de reacție tisulară/pulpară, datorită purității ridicate a silicatulului tricalcic și a formulei fără rasini

Abilitate de sigilare: Biodentine poate înlocui dentina atât în coroană cât și în rădăcină, reducând riscul de carii secundare, datorită creării tagurilor minerale în tubulii dentini

Proprietăți similare dentinei naturale: aceleași proprietăți mecanice cu cele oferite de dentina naturală și același comportament mecanic

Limitarea creșterii microbiologice: pH-ul alcalin limitează creșterea bacteriană, ajută la scăderea durerii post-operatorii și reduce riscul de carii secundare

Proprietăți anti-inflamatorii: potențialul anti-inflamator induce un control adecvat al inflamațiilor, promovând procesul de vindecare și reparare și alinând durerea

Indicații:

În coroană: restaurări provizorii de enamel, restaurări dentine permanente, leziuni carioase profunde sau mari, leziuni profunde cervicale sau radiculare, coafaj pulpar, pulpotomie

În rădăcină: perforații radiculare și de furcații, resorbții interne/externe, apexificare, obturație chirurgicală retrogradă

Conținut cartus Biodentine XP 200:

468mg pulbere + 133μl lichid

Conținut cartus Biodentine XP 500:

700mg pulbere + 190μl lichid

Biodentine Gun - dispenser pentru Biodentine care permite aplicarea directă în dinte, de la pulpa până în vârful cavității, indiferent cât de adâncă este caria

Avantaje:

Margini rotunjite

Maner ergonomic

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Maner adaptat la orice morfologie a mainii

Prindere usoara

Autoclavabil

Biodentine Mixer - mixer pentru Biodentine

Avantaje:

Asigura o mixare usoara, perfecta

Proprietatile similare dentinei naturale ale Biodentine XP se bazeaza pe o ratie pulbere-lichid ridicata, necesitand o agitare intensa cu un mixer adecvat

Design compact si usor

Nivel de rotatie superior (6200rpm) pentru un amestec perfect la fiecare utilizare in numai 30'

Tehnologie unica, patentata

Un singur buton pentru pornire

Usor de utilizat

Prezentare

10 cartuse Biodentine XP 200 + 10 cartuse Biodentine XP 500 + 1 pistol aplicator + 1 mixer