

Aginat YPEEN 800 gr

Pret:

81,60 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material de amprentare cu timp de priza rapid. Ypeen are o vascozitate mai mare si este utilizat in cabinetele dentare si laboratoare ca material de amprentare universal.

Beneficii

Calitate ridicata, dovedita

Vascozitatea mai mare faciliteaza adaptarea materialului in zonele vestibulare si linguale

Folosit in protetica dentara si ortodontie

Indicatii

- Amprente pentru modele de studiu.
- Amprente pentru aparate ortodontice.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Amprenta preliminară în edentații parțiale sau totale.

- Amprente pentru coroane și punți provizorii.

- Amprente pentru gutiere în tratamentele de albire.

Caracteristici

- Reproducerea excelentă a detaliilor.

- Vascozitate optimă.

- Rezistență ridicată la compresie.

- Revenire optimă după deformare.

Prezentare

Cutie 800g