

## Solutie concentrata curatare sistem aspiratie Eurosept Xtra

Pret:

**68,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Concentrat lichid pentru curatarea sistemelor de aspiratie.

Concentrat de curatare acida cu spuma redusa pe baza de acid amidosulfonic pentru curatarea si ingrijirea saptamanala a sistemelor de aspiratie dentare, inclusiv a liniilor de scurgere a acestora. Compatibilitate buna cu materialele.

Instructiuni de utilizare: Se recomanda aplicarea 2 zile pe saptamana.

Solutia de curatare este lasata sa actioneze ca o solutie 5% (50 ml/l apa) timp de 30 de minute. Dupa timpul de expunere, sistemul se clateste bine cu apa.

Compozitie: Regulamentul 648/2004/CE: 5% surfactanti amfoteri, 5% fosfonati, aspect: solutie limpede, incolora, densitate la 20 °C: 1,2 g/cm<sup>3</sup>, valoarea pH-ului la 20 °C: 2

### Prezentare



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Bidon 1L / 5L