

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Elite HD Light Body tub

Pret:

229,50 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Descriere

Silicon de aditie cu vascozitate mare.

Indicatii

Silicon de aditie cu priza rapida pentru inregistrarea amprentei protezelor fixe.

Tehnica indicata - cea in doua etape, cu linguri de amprenta standard.

Prezentare

- 2 tuburi x90ml.