


Brilliant EverGlow Capsule 20 X 0.2g

Pret:

401,78 lei TVA inclusa



Descriere produs:

BRILLIANT EverGlow - material compozit pentru restaurarile anterioare si posterioare, cu excelente proprietati estetice

Avantaje:

Capacitate de lustruire exceptionala

Stralucire intensa si de lunga durata

Restaurari estetice intr-o singura nuanta

Consistentă pastoasă - manipulare ideală

Capacitate de umectare pe suprafața dentară preparată foarte bună

Sistem Duo Shade - fiecare nuanță acoperă concomitent două culori VITA (exemplu A1/B1 sau A2/B2)

2 nuanțe transparente (Bleach Translucent și Translucent) și 3 nuanțe opace (Opaque Bleach, Opaque A1 și

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Opaque A3)

Ideal in combinatie cu COMPONEER

Manevrare usoara

Aderenta excelenta la suprafetele dentare tratate cu adeziv datorita proprietatilor foarte bune de umectare

Rezistenta mecanica superioara

Rezultate estetice de lunga durata

Materiale de umplutura submicronice pe baza de sticla de bariu - lustruire excelenta

Materiale de umplutura prepolimerizate- retractie de volum redusa si proprietati de sculptare imbunatatite ale pastei

Rezistenta optima in cadrul matricei de rasina datorita suprafetelor de umplutura special tratate

Ambraziune minima comparativ cu alte produse similare

Rezistenta inalta la compresiune - ideala pentru restaurarile posterioare datorita rezistentei la fortele mastictorii

Absorbție scăzută a apei datorată compoziției optimizate - stabilitate coloristică foarte bună și de lungă durată

Indicatii:

Restaurari directe anterioare si posterioare a tuturor claselor de cavitati

Cimentarea si repararea restaurarilor ceramice si compozite

Prezentare

20 capsule x 0.2g