

Aspirator de saliva Hygoformic Comfort 10 bucati

Pret:

26,45 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Hygoformic Comfort este un aspirator de saliva cu suport pentru limba cu o capacitate mare de aspiratie. Conceput din materiale bio pentru pacientii cu gingii sensibile. Capacul este produs dintr-un material moale si flexibil non-toxic pentru a spori confortul in timpul tratamentului dentar. *De unica folosinta*.

Motive pentru a utiliza Hygoformic Comfort:

- Usor de ajustat - Prietenos cu mediul
- Capacitate mare de aspiratie
- Prietenos cu tesaturile
- Suport pentru limba
- Se poate folosi fara maini

Mod de prezentare: Punga, 10 aspiratoare de unica folosinta