

Compresor dentar carcasat insonorizat

Pret:

6.120,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compresor dentar silentios, carcasat, pe roti pentru o mobilitate foarte buna. Poate fi pozitionat in incaperea in care este unitul dentar, nivelul de zgomot fiind unul redus.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Specificatii:

Compresor cu aer

Putere: 1100W;

Viteza de actiune: 1450 rpm;

Capacitate de lucru: un unit dentar;

Capacitate : Butelie 50L;

Debit de aer livrat: 203 litri/minut

Presune maxima: 8 bari;

Nivel de lucru 50 dB (foarte redus, poate fi tinut in aceiasi camera cu unitul dentar)

Dimensiuni: 530*570*920 mm;

Greutate produs: 24kg;

4 roti de miscare pentru o manevrabilitate usoara;

Materiale de calitate superioara, radiatorul fiind din cupru.