

Brat unit pentru masa medic (pe sus) Runyes – unituri Care 300 și 500 (Care 33).



Pret:

662,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Acest braț unit din material compozit este proiectat pentru a susține masa medicului în cadrul uniturilor stomatologice Runyes, fiind montat „pe sus” pentru a oferi acces rapid și ergonomic la instrumentele necesare în timpul procedurilor stomatologice. Materialul compozit de înaltă calitate oferă un echilibru excelent între durabilitate și greutate redusă, asigurând o manevrabilitate ușoară și o rezistență sporită la uzură și deteriorare.

Designul său permite ajustarea ușoară a poziției mesei medicului, optimizând astfel spațiul de lucru și creând un mediu confortabil și eficient pentru desfășurarea activităților stomatologice.

Specificații generale:

- **Material:** Compozit de înaltă calitate, rezistent la uzură și ușor de curățat, ideal pentru utilizare în mediile medicale și stomatologice.
- **Montare:** Montare superioară („pe sus”) care permite un acces facil la masa medicului și la instrumentele stomatologice.
- **Mecanism de ajustare:** Brațul include articulații ce permit rotirea și ajustarea înclinării, oferind flexibilitate în poziționarea mesei în funcție de preferințele și nevoile medicului.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **Compatibilitate:** Proiectat pentru a se integra cu uniturile stomatologice Runyes, dar poate fi compatibil și cu alte unituri ce utilizează sisteme de montare similare.