

## **PICIORUSE AUTOCLAV RUNYES**

**Pret:**

**43,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Piciorușele pentru autoclave Runyes sunt componente esențiale care asigură stabilitatea și echilibrul echipamentului. Aceste piciorușe sunt fabricate dintr-un material plastic durabil, proiectat să reziste la condițiile de utilizare intensă și la greutatea autoclavei. Designul lor este optimizat pentru a absorbi vibrațiile și a proteja suprafața pe care este plasată autoclava.

### **Funcționalitate:**

- Piciorușele asigură stabilitatea autoclavei în timpul funcționării, reducând vibrațiile și prevenind deplasările accidentale.
- Protejează suprafața de lucru de zgârieturi sau alte deteriorări cauzate de greutatea echipamentului.

### **Caracteristici tehnice:**

- Material: Plastic rezistent la uzură și temperaturi ridicate.
- Compatibilitate: Proiectate special pentru autoclave Runyes.

### **Nota importantă:**

Piciorușele pentru autoclave se vând separat și nu sunt disponibile ca un set. Asigurați-vă că achiziționați



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
numărul corect de piciorușe în funcție de nevoile echipamentului dvs. pentru a menține stabilitatea și  
siguranța acestuia.