

## SITA SCURGERE APA AUTOCLAV RUNYES 18L, 23L

**Pret:**

**54,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Sita de scurgere pentru autoclav Runyes este o componentă esențială pentru menținerea funcționării optime a sistemului de scurgere, protejând împotriva blocajelor și asigurând filtrarea eficientă a apei. Fabricată din materiale de înaltă calitate, această sită oferă durabilitate și rezistență în condiții de utilizare frecventă.

### Caracteristici Tehnice:

- **Material rezistent:** Realizată din oțel inoxidabil, oferind rezistență la coroziune și uzură.
- **Compatibilitate:** Special proiectată pentru a se potrivi cu modelele de autoclave Runyes, asigurând o instalare simplă și sigură.
- **Design eficient:** Plasa de filtrare fină împiedică acumularea de reziduuri, prevenind astfel eventualele blocaje în sistemul de scurgere.
- **Dimensiuni compacte:** Adaptabilă la orificiul de scurgere, ușor de înlocuit și întreținut.

### Instrucțiuni de Utilizare:

Pentru o funcționare optimă, se recomandă curățarea periodică a sitei pentru a preveni blocajele și pentru a asigura un flux de apă constant.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@technicaldent.ro](mailto:office@technicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB

**Notă:** 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Produs destinat utilizării profesionale în cabinetele stomatologice, compatibil cu standardele de calitate Runyes.