

Placa USB Imprimanta Autoclav Runyes – Modelele 18L, 23L Si 29

Pret:

390,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Placa USB pentru imprimantă Runyes este un dispozitiv esențial care permite conectarea autoclavei la o imprimantă externă, facilitând imprimarea rapoartelor de sterilizare și monitorizarea precisă a ciclurilor de lucru.

Caracteristici Tehnice

- Porturi: USB și serial pentru conectivitate multiplă.
- Circuit integrat pentru control și transmitere de date.
- Dimensiuni: compactă, adaptabilă la autoclavele Runyes.
- Compatibilitate: cu mai multe modele de autoclave Runyes.

Conținutul Produsului

- 1 x Placă USB pentru imprimantă.
- Manual de utilizare și instrucțiuni de conectare.

Utilizare



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Placa este utilizată pentru conectarea autoclavei la o imprimantă sau la alte dispozitive compatibile, pentru a genera rapoarte ale ciclurilor de sterilizare.

Instrucțiuni de întreținere

Curățați placa periodic pentru a preveni acumularea de praf și asigurați-vă că este conectată corect la porturile autoclavei.

Compatibilitate

Compatibilă cu diverse modele Runyes, inclusiv autoclave de 18L, 23L Si 29 litri.

Durabilitatea Produsului

Produsul este robust și durabil, fiind proiectat să reziste utilizării frecvente în medii de sterilizare intensă.

Când trebuie schimbat

Schimbarea plăcii se recomandă în cazul în care apar erori de comunicare între autoclava și imprimantă sau dacă placa nu mai răspunde la comenzi.

Placa USB pentru imprimantă autoclav Runyes este o componentă esențială ce permite conectarea autoclavei la dispozitive externe, cum ar fi imprimantele, pentru a facilita transferul și stocarea datelor referitoare la ciclurile de sterilizare. Aceasta este compatibilă cu autoclavele Runyes de 23L și alte modele similare, oferind funcționalități suplimentare de înregistrare și export al datelor.

Placa USB include și un port RS232, care permite conectarea la imprimante externe pentru a imprima rapoarte ale ciclurilor de sterilizare, oferind o trasabilitate mai mare și respectând cerințele de reglementare din domeniul medical sau stomatologic. Un aspect important al acestei componente este capacitatea de a stoca până la 2000 de cicluri de sterilizare pe un stick USB, ceea ce este ideal pentru clinici care au nevoie de o înregistrare precisă a proceselor de sterilizare.