

## Banda de lipit sigilator (siliconica) Runyes



**Pret:**

**85,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Această bandă de lipit siliconică este special concepută pentru sigilatoarele Runyes, oferind o soluție rezistentă și de lungă durată pentru procedurile de sigilare. Fabricată din silicon de înaltă calitate, banda este durabilă și flexibilă, potrivită pentru a suporta temperaturile și presiunile ridicate din procesele de sterilizare.

- **Dimensiuni:** 33 cm lungime, 1.5 cm lățime, 1 cm înălțime
- **Material:** Silicon de înaltă calitate
- **Compatibilitate:** Sigilatoare Runyes
- **Caracteristici:** Rezistență la temperaturi ridicate, durabilă și ușor de montat

Este un accesoriu esențial pentru întreținerea și funcționarea corectă a sigilatoarelor în mediile medicale și stomatologice.