

## Mecanism pentru Tetiera Unit Care 33 Runyes



Pret:

**732,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Mecanismul pentru tetieră al uniturilor dentare **Care 33 Runyes** este proiectat pentru a oferi o reglare fină și durabilă a poziției capului pacientului în timpul intervențiilor stomatologice. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest mecanism garantează o utilizare pe termen lung, cu ajustabilitate precisă pentru diverse poziții. Este compatibil exclusiv cu modelul **Care 33 Runyes** și poate fi ușor integrat în structura existentă a unitului dentar. Sistemul său ergonomic asigură un confort sporit pentru pacienți, facilitând în același timp accesul optim pentru medicul stomatolog.

### Caracteristici Tehnice:

- **Compatibilitate:** Unituri dentare **Care 33 Runyes**
- **Material:** Oțel inoxidabil și plastic durabil
- **Funcție:** Reglare ajustabilă a tetierei pentru confortul pacientului
- **Model:** Mecanism pentru uniturile dentare Care 33

### Caracteristici Vizuale:

- **Culoare:** Alb
- **Design:** Compact și ergonomic, pentru ajustare ușoară și durabilitate maximă



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

**Notă:**

Acest produs se vinde individual. Verificați compatibilitatea cu modelul **Care 33 Runyes** înainte de achiziție.