

Dispenser Touchless 1L

Pret:

1.897,98 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Dispenser Touchless pentru dezinfectanti de maini. Capacitate 1L

Dozatorul automat de dezinfectant cu tehnologie de senzori pentru cele mai înalte standarde de igienă este navalul nostru de vârf printre dozatoarele cu senzori, funcționează complet fără contact și reprezintă o igienă și mai bună.

Corpul său din plastic ABS robust, flexibilitatea sa mare, funcționalitatea sa clară și pompa patentată, inovatoare și unică cu role cu jet cu jet fac în mod clar produsul punctul nostru tehnologic!