

Rezervor Pulbere Plus Refine



Pret:

466,71 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Acest rezervor de pulbere Plus este fabricat din sticlă de înaltă calitate, oferind o capacitate mai mare și o durabilitate extinsă. Designul ergonomic permite o manipulare ușoară și asigură o distribuție constantă a pulberii în timpul tratamentelor dentare.

Componente principale:

- Corp din sticlă transparentă, rezistentă
- Capac filetat pentru o etanșare sigură
- Supapă de control pentru reglarea fluxului de pulbere
- Gura largă pentru umplere ușoară

Caracteristici tehnice:



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Capacitate: 70g
- Material: Sticlă rezistentă la impact
- Compatibilitate: Aparate de profilaxie Refine
- Greutate: 220g

Instrucțiuni de utilizare:

1. Deschideți capacul și adăugați pulberea necesară.
2. Închideți bine capacul pentru a preveni scurgerile.
3. Conectați rezervorul la aparatul de profilaxie și ajustați fluxul de pulbere după nevoie.
4. După utilizare, curățați și depozitați rezervorul într-un loc sigur și curat.

Notă:

Acest rezervor este destinat utilizării exclusiv cu aparatele de profilaxie Refine. A se verifica compatibilitatea înainte de utilizare și a se manipula cu grijă pentru a evita deteriorarea sticlei.