

Grup Pneumatic P EMS



Pret:

1.012,47 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Grupul pneumatic EMS este un modul proiectat pentru alimentarea și controlul echipamentelor de detartraj, în special scelerile ultrasonice din gama **Piezon EMS**. Acest modul asigură presiunea optimă necesară pentru funcționarea eficientă a pieselor de mână ultrasonice, contribuind la performanța ridicată în tratamentele de igienizare dentară. Este o componentă esențială în sistemele pneumatice, fiind utilizată în cabinetele stomatologice pentru a garanta rezultate precise și sigure în procedurile de detartraj și profilaxie dentară