

Grup Pneumatic AF EMS



Pret:

1.012,47 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Grupul pneumatic EMS AF este un modul utilizat în aparatele **AirFlow S1 și S2**, conceput pentru a asigura distribuția precisă a aerului comprimat în aceste sisteme. Acesta controlează fluxul de aer necesar în procesul de profilaxie dentară, optimizând funcționarea dispozitivelor pentru îndepărtarea eficientă a biofilmului și a tartrului. Ideal pentru menținerea performanței ridicate a echipamentelor **AirFlow**, acest modul asigură o curățare și igienizare dentară de calitate.