


## **Adaptor aspirator chirurgical gri TAOS LINGCHEN**



**Pret:**

**98,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Adaptorul chirurgical este destinat utilizării în cadrul sistemelor de aspirație din unitățile stomatologice TAOS Lingchen.

- ✓ Compatibilitate cu sistemele de aspirație TAOS
- ✓ O montare și demontare rapidă

### **Alte informații utile:**

Dimensiune standard pentru adaptare universală  
Compatibil cu furtunuri de aspirație chirurgicale  
Conectori dubli pentru eficiență crescută

**⚠ Montajul se recomandă a fi realizat de către personal tehnic calificat pentru a evita deteriorarea componentelor aspiratorului.**



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273