

Suport metalic monitor LCD pentru unit taos Lingchen



Pret:

456,35 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Conceput pentru uniturile dentare Taos Lingchen, acest suport metalic permite montarea stabilă a monitorului

- ? Construcție metalică durabilă?
- ? Compatibil cu monitoarele LCD standard
- ? Fixare sigură pe unit
- ? Asigură unghi de vizualizare optim pentru medic

- ? Recomandat pentru:
 - ? Cabinete care folosesc unituri Taos Lingchen
 - ? Integrare eficientă în fluxul digital de lucru