

Mojo Veneer Cement Kit cimentare fatete



Pret:

808,97 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Cimentul pentru fatete Mojo este un sistem de cimentare estetic, fotopolimerizabil, creat pentru a fi utilizat cu restaurarile fatetelor din portelan, ceramice si din compozit. Selectarea simpla, foarte versatila a nuantelor permite utilizarea acestui material cu o gama larga de fatete, oferind in acelasi timp cel putin aceeasi schimbare de nuanta disponibila.

Caracteristici si beneficii:

Curatare usoara - pur si simplu fotopolimerizati timp de 1-2 secunde si indepartati excesul de ciment Nicio modificare detectabila a nuantei - restaurarea isi mentine aceeasi nuanta ca in prima zi de polimerizare a cimentului.

Optiuni versatile privind nuantele - va permite sa oferiti cu usurinta o culoare mai deschisa sau mai inchisa restaurarii, astfel incat aceasta sa aiba un aspect natural; pentru a realiza o personalizare deosebita a nuantelor, acestea se pot amesteca.

Se pastreaza in frigider, la temperatura cuprinsa intre 2° si 8°C.

CONTINE:

4 seringi: ciment (2.3 g) Clear, Dark, Light, Movie Star White

4 seringi: gel de proba (1.6 g) Clear, Dark, Light, Movie Star White



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

1 flacon 4 ml primer/adeziv Bond-1

1 seringă 1 ml gel demineralizant 37%

1 flacon de silan 3 ml

40 varfuri Elephant Tips