

## **Adaptor dublu 11/16 mm Surgitip Roeko**

**Pret:**

**42,83 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Adaptor dublu 6.5/11/16 mm pentru aspiratoarele chirurgicale Surgitip

### **Avantaje:**

Pentru conectarea canulelor Surgitip de 6.5mm la echipamentele de aspirare de 11mm si 16mm

Autoclavabil la 134°C

### **Prezentare:**

Adaptor dublu 6.5/11/16 mm pentru aspiratoarele chirurgicale Surgitip - 1 bucata