

## Affinis Heavy Body 2x75ml

Pret:

**331,89 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Affinis - material de amprenta VPS, autoclavabil, cu excelente proprietati fluide in mediul umed

### Avantaje:

Timp ideal de lucru

Timp de fixare intraoral optim

Lizibilitate excelenta

Risc minim de aparitie a bulelor de aer sau a distorsiunilor marginale

Reproducere 98.4% a contururilor marginale

Maxim de precizie in timpul fabricarii modelelor

Permite producerea de amprente autoclavabile

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Materialul mixat ofera stabilitate excelentă si nu picura de pe dinte

Consistenta ridicata si dezvoltarea rapida a presiunii pentru Affinis Heavy Body produce o puternica compresie, facand din acest material unul ideal pentru tehnica de amprentare intr-un singur timp bifazica.

Zonele vestibulare si palatinale pot fi de asemenea reproduse usor cu Affinis Heavy Body.

## **Indicatii:**

Material de amprenta pentru amprenta pick-up prin tehnica dublu-mix.

Material de supra-amprenta pentru tehnica amprentei de corectie

Material de supra-amprenta pentru tehnica amprentei bimaxilare

Date tehnice (la 23°C si umiditate relativa 50%):

Timp de mixare: 0:15 min

Timp total de lucru: 1:00 min

Timp in gura (la 35°C): 2:00min

ISO: 4823

Culoare: orange (portocaliu)

Consistenta: vascoasa

## **Compozitie:**

Silicon de aditie cu elastomeri, polivinilsiloxani, materiale de umplutura, agenti tensioactivi, pigmenti

## **Prezentare:**

Affinis Heavy Body - 2 cartuse x 50ml