

## Gume Kenda laborator cilindrice groase albe proteze

**Pret:**

**11,40 lei TVA inclusa**



**Descriere produs:**

### **Gume Kenda laborator cilindrice groase albe pentru proteze**

KENDA Bestflex este un sistem de lustruire intr-o singura etapa pentru protezele dentare flexibile pe baza de nailon. Gumele disponibile asigura un finisaj neted intr-un singur pas si sunt disponibile intr-o forma cilindrica. Sunt potrivite pentru utilizare extraorala in laboratorul dentar.

1 buc