

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Perfect Bleach 16% set 3 seringi x 2.4ml

Pret:

307,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sistem de albire a dintilor pentru casa cu 16% peroxid de carbamida.

Indicatii:

Albire blanda si permanenta a dintilor vitali si nevitali ca de exemplu in cazuri de pete de culoare cauzate de medicatie fluoroza alimentatie traumatize imbatranire etc.

Avantaje:

Aplicare usoara

Nu ataca substanta dentara si nici restaurarile

Efect de albire semnificativ dupa o perioada scurta de timp de la aplicare

Aroma placuta de menta



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068.0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Setul disponibil intr-o poseta cosmetica atractiva

Prezentare

3 seringi x 2.4 ml