

Moldastone CN gips cl IV 4.5kg

Pret:

88,16 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Moldastone CN - gips extradur clasa IV

Avantaje:

Tixotrop - fluiditate ridicata in timpul vibratiilor, apoi imediat stabila

Fluiditate buna

Potrivit pentru turnarea a pana la 3 arcade dentare

Expansiune redusa

Stabilitate dimensionala, chiar si dupa o perioada mai lunga de timp

Date tehnice:

Culori: Light Brown, mint, peach, champagne

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Raport mixare: 100:22

Mixare si amestecare in vacuum: 45s

Timp de lucru: 6 minute

Timp de priza: 12 minute

Demulare: 45 minute

Rezistentala la comprimare dupa o ora: 54

Expansiune priza dupa 2 ore: 0.08

Indicatii:

Turnarea modelelor pentru coroane, punti, inlay-uri, onlay-uri,

Turnarea modelelor antagoniste si pentru modelele cu bonturi detasabile

Prezentare

Moldastone CN - 1 x 4.5kg