

Pasta astringenta RetraXil seringa 1gr

Pret:

70,52 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Retractie perfecta” nu este doar sloganul celei mai recente inovatii Kulzer, ci si rezultatul utilizarii noii paste de retractie, datorita proprietatilor sale speciale: largeste santul gingival, opreste sangerarea si contribuie la obtinerea unor amprente mai precise.

RetraXil completeaza portofoliul Kulzer, specialist in materiale de amprentare, fiind compatibil atat cu tehnicile analogice, cat si cu cele digitale.

Avantaje

Gata de utilizare: elimina riscul de supradozaj sistemic.

Contrast vizual ridicat: culoarea albastra asigura vizibilitate excelenta si un control optim la clatire.

Fixare sigura: mecanismul de rascucire permite atasarea si detasarea canulei in siguranta.

Aplicare precisa si atraumatica: canula subtire permite o distribuire controlata in santul gingival si in zonele interproximale.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Compatibilitate extinsa: potrivit atat pentru tehnici de amprentare analogice, cat si digitale.

Eficienta imbunatatita: reduce numarul de pasi comparativ cu tehnica firului de retractie.

Indicatii

RetraXil este o pasta astringenta pentru retractie, conceputa pentru deplasarea temporara a gingiei marginale si uscarea santului gingival.

Pe langa efectul de retractie, clorura de aluminiu (15%) ofera si un efect hemostatic.

Pasta de retractie RetraXil poate fi utilizata atat inaintea amprentarii analogice, cat si a celei digitale. De asemenea, este recomandata pentru cimentarea restaurarilor provizorii si permanente, precum si pentru obturatiile de clasa II si clasa V.

In plus, RetraXil este echipata cu cea mai subtire canula disponibila pe piata, permitand acces facil in santul gingival si o aplicare atraumatica.