

## Modul led pentru aparat detartraj Refine

Pret:

**57,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:


Modulul LEDREF este proiectat pentru a ilumina vârful aparatului de detartraj Refine, un dispozitiv ultrasonic pentru îndepărtarea tartrului dentar. Acesta se montează în jurul vârfului activ al piesei de mână, oferind o vizibilitate îmbunătățită.

### Caracteristici:

- ✓ Iluminare LED pentru o vizibilitate clară
- ✓ Compatibil cu aparatul de detartraj Refine
- ✓ Montare rapidă și ușoară



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

 Crește precizia și eficiența tratamentului

 Referință produs: LEDREF