

## **Pungi sterilizare autosigilante 300mm x 400mm cu integrator Cls 5**

**Pret:**

**185,00 lei TVA inclusa**



inpoint  
**MEDICARE**

### **Descriere produs:**

Pungile de sterilizare auto-sigare oferă o soluție de sterilizare sigură și eficientă, putând fi utilizate atât în cazul proceselor de sterilizare cu abur, cât și în cazul sterilizării cu oxid de etilenă.

Cu integrator clasa 5

Asigură protejarea eficientă a instrumentarului chirurgical împotriva contaminării cu germeni și/sau substanțe chimice din momentul sterilizării și până la utilizarea lor.

Pungile de sterilizare autosigilante sunt realizate dintr-o parte de hârtie medicală (cu grosimea de 70g/m) și o parte reprezentată de folia transparentă multistrat CPP + PET.

Indicatorii procesului de sterilizare – atât pentru sterilizarea cu abur cât și pentru cea cu oxid de etilenă - pe bază de apă, non-toxici, în conformitate cu ISO 11140-1, sunt aplicați pe suprafața hârtiei și permit diferențierea pachetelor sterilizate de cele ce nu au fost încă supuse procesului de sterilizare. Aceștia își schimbă culoarea în urma procesului de sterilizare, indicând astfel finalizarea procedurii

Permit sterilizarea optimă a fiecărui tip de instrument.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

ANCA 0043 7199 0001 Nr. Inregistrare Com. 1/00/137/00 Cod fiscal: RO 117 58 273

Solu?ia pentru o sterilizare sigur? ?i eficient?.

Cerneal? non-toxic?

### **Mod de prezentare**

Set 200 bucă?i