


Rasina printare modele implant W20 Water-Wash



Pret:

620,21 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Rasina pentru printarea modelelor de implant.

Rasina solubila in apa, special conceputa pentru printarea modelelor dentare precise si cu detalii fine. Este usor de curatat cu apa, fara a fi nevoie de alcool izopropilic (IPA), eliminand astfel riscurile si disconfortul asociat cu solutiile chimice conventionale.

Formula ecologica, fara TPO

Miros redus

Suprafata neteda, precizie ridicata

Proprietati mecanice bune si stabilitate excelenta

Curatare usoara si sigura, doar cu apa

Continut: 1000g



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Culoare: Roz

Prezentare

1 Kg rasina printare, culoare roz