

Recipient colectare distilator Runyes



Pret:

561,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Proiectat special pentru distilatoarele Runyes, acest recipient transparent este ideal pentru colectarea și păstrarea apei distilate în condiții optime.

- ✓ Compatibil cu distilatoarele Runyes
- ✓ Material rezistent și gradat vizibil
- ✓ Capac filetat – închidere sigură
- ✓ Mâner practic pentru manevrare ușoară

?? Notă:

?? Se vinde individual

?? Ideal pentru cabinete stomatologice și laboratoare